

Funda para Examen Ginecológico Seco "ROYALE"



Descripción

Funda para examen ginecológico seco "Royale", utilizado en la realización de exámenes ginecológicos.

Indicaciones de uso

Realización de exámenes ecografías ginecológicas.

Características Técnicas

- Medidas:
Largo: Min 180mm
Ancho: 52 ± 2mm.
- Estuche individual.
- Dispositivo desechable de un solo uso.

Composición específica

Látex de caucho natural.

Presentación

Envase individual en caja x 144 unidades.

Almacenaje

- Lugar limpio y seco.
- Temperatura menor 25°C.

Caducidad

5 años.

Marca

Royale.

Procedencia

Tailandia.

Fabricado por

Suretex limited.
Tailandia.

Certificados

- ISO 13485.

Distribuido por

Comercial LBF Limitada.



Código LBF	Código Ref	Unidad de venta
043-02977	611314	Caja x 144 unidades