

Kit de Curación 2 pinzas

Código: 75-PKC04S





A) Características

- Producto desechable
- Estéril
- Libre de látex

B) Especificaciones Técnicas

- 1 bandeja plástica (10cm x 15cm)
- 1 pinza anatómica
- 1 pinza quirúrgica
- 1 tijera
- 2 gasas de 7,5cm x 7,5cm
- 3 tórulas de gasas
- 1 campo estéril (40cm x 40cm)
- 1 testigo métrico (regla de medir)

Código	Empaque
75-PKC04S	120 unidades / caja

C) Recomendaciones

- Almacenar en lugar fresco y seco a una temperatura no mayor a 30°C con una humedad relativa bajo el 80%
- Evite almacenar producto con exposición directa al sol.

D) Expiración

3 años a partir de la fecha de esterilización

E) Procedencia

Fabricado en China

F) Marca

Opera/Global Healthcare