

FICHA TÉCNICA

CONTENEDORES CORTOPUNZANTES PARA DESECHOS

Descripción:
Contenedores para cortopunzantes 3, 5 y 7 Litros color amarillo.
Contenedor para cortopunzantes amarillo, diseñado para la recolección de residuos de agujas, objetos punzantes y cortantes en hospitales, consultorios médicos y centros de salud.
Posee tapa con cierre temporal y definitivo para evitar la exposición accidental y la eliminación no autorizada.
Su tapa transparente permite al personal de salud ver el nivel de llenado.
Capacidad máxima: 3, 5 y 7 litros.
Color: amarillo.

FICHA TÉCNICA
Supplies Med Chile SpA.
www.med-chile.com
contacto@med-chile.com
Los Jardines #964 Of 22, Huechuraba
+56 9 5874 1639
Categoría: Salud



CODIGO	COLOR	DIMENSIONES	CAPACIDAD
CON-1467-MED	AMARILLO	14x21x21 CM	3 LITROS
CON-1468-MED	AMARILLO	16x21x21 CM	5 LITROS
CON-1469-MED	AMARILLO	29x21x21 CM	7 LITROS



SUPPLIES MED CHILE SPA

Teléfono: +56 9 5874 1639 | Email: andrea.illanes@med-chile.com | www.med-chile.com
Dirección: Los Jardines 964 Of 22, Huechuraba.