

FICHA TÉCNICA

CONTENEDORES CORTOPUNZANTES PARA DESECHOS

Descripción:

Contenedores para cortopunzantes 1, 3, 5 y 7 Lts color amarillo.

Contenedor para cortopunzantes amarillo, diseñado para la recolección de residuos de agujas, objetos punzantes y cortantes en hospitales, consultorios médicos y centros de salud.

Posee tapa con cierre temporal y definitivo para evitar la exposición accidental y la eliminación no autorizada.

Su tapa transparente permite al personal de salud ver el nivel de llenado.

Capacidad máxima: 1, 3, 5 y 7 litros.

Color: amarillo.

FICHA TÉCNICA

Supplies Med Chile SpA.

www.med-chile.com

contacto@med-chile.com

Los Jardines #964 Of 22, Huechuraba

+56 9 5874 1639

Categoría: Salud



CÓDIGO	COLOR	DIMENSIONES	CAPACIDAD
CON-1584-MED	AMARILLO	19X10X9	1 LITRO
CON-1467-MED	AMARILLO	14X21X21	3 LITROS
CON-1468-MED	AMARILLO	16X21X21	5 LITROS
CON-1469-MED	AMARILLO	29X21X21	7 LITROS



SUPPLIES MED CHILE SPA

Teléfono: +56 9 5874 1639

Email: andrea.illanes@med-chile.com

www.med-chile.com

Dirección: Los Jardines 964 Of 22, Huechuraba.