

FICHA TÉCNICA

CONTENEDORES CORTOPUNZANTES PARA DESECHOS

Descripción:

Descripción del contenedor para cortopunzantes 3, 5 Y 7 Litros color rojo:

Diseñado para la recolección de residuos de agujas, objetos punzantes y cortantes en hospitales, consultorios médicos y centros de salud.

Posee tapa con cierre temporal y definitivo para evitar la exposición accidental y la eliminación no autorizada.

Su tapa transparente permite al personal de salud ver el nivel de llenado.

Capacidad máxima: 3, 5 y 7 litros.

Color: rojo.

FICHA TÉCNICA

Supplies Med Chile SpA.

www.med-chile.com

contacto@med-chile.com

Los Jardines #964 Of 22, Huechuraba

+56 9 5874 1639

Categoría: Salud



CÓDIGO	COLOR	DIMENSIONES	CAPACIDAD
CON-1470-MED	ROJO	14x21x21 CM	3 LITROS
CON-1471-MED	ROJO	16x21x21 CM	5 LITROS
CON-1472-MED	ROJO	29x21x21 CM	7 LITROS



SUPPLIES MED CHILE SPA

Teléfono: +56 9 5874 1639

| Email: andrea.illanes@med-chile.com

| www.med-chile.com

Dirección: Los Jardines 964 Of 22, Huechuraba.