

# FICHA TÉCNICA

## ESPÉCULO DESECHABLES ESTÉRILES

### Descripción:

para procedimientos ginecológicos y toma de exámenes de citología. Sistema articulado de una sola pieza garantiza la fácil manipulación por parte del profesional, seis graduaciones de abertura permiten graduar el instrumento de acuerdo a la necesidad requerida, área posterior de observación y trabajo de forma oval más amplia para mejores procedimientos.

Valvas o espátulas amplias en concordancia con normas internacionales, sin bordes, ni filos que puedan traumatizar la paciente, ángulos muertos en los puntos de cierre del espejo para garantizar traumatismo nulo en el paciente.

- Cuerpo transparente fabricado en poliestireno.
- Tornillo fabricado en polietileno.
- Tallas diferenciadas por color del tornillo.
- Esterilizados por óxido de etileno.
- Caja de 100 unidades envasadas individualmente.

### FICHA TÉCNICA

Supplies Med Chile SpA.

[www.med-chile.com](http://www.med-chile.com)

[andrea.illanes@med-chile.com](mailto:andrea.illanes@med-chile.com)

Los Jardines #964 Of 22, Huechuraba

Contacto: Andrea Illanes +56 9 5874 1639

Categoría: Ginecología - Espéculos.



### Especificaciones:

- Método de Esterilización: Esterilización por Radiación
- Norma de Fabricación: ISO 13485:2016
- Certificación: ISO, FDA
- Origen: China
- Fabricante Hoshin Medical Instrument Co., Ltd.
- Condiciones de Almacenamiento: Mantener en un lugar seco a temperatura ambiente.

Talla XS	Talla S	Talla M	Talla L
• Largo Palas 107 mm	• Largo Palas 108 mm	• Largo Palas 110 mm	• Largo Palas 111 mm
• Ancho Total 33 mm	• Ancho Total 33 mm	• Ancho Total 33 mm	• Ancho Total 33 mm
• Apertura Palas 21 mm	• Apertura Palas 25 mm	• Apertura Palas 27 mm	• Apertura Palas 30 mm



**SUPPLIES MED CHILE SPA**

Teléfono: +56 9 5874 1639 | Email: [andrea.illanes@med-chile.com](mailto:andrea.illanes@med-chile.com) | [www.med-chile.com](http://www.med-chile.com)

Dirección: Los Jardines 964 Of 22, Huechuraba.