

FICHA TÉCNICA

TUBO AL VACÍO, TAPA CELESTE (CITRATO DE SODIO) 2,7ML (13X75MM) X 100Un

Descripción:

El sistema de tubo al vacío para recolección de sangre consiste en tubos de diversos tamaños con tapas codificadas con colores que dan a entender el tipo de aditivo que contienen (o la ausencia del mismo), y dependiendo de esto sería el uso que se le vaya a dar a la muestra en el laboratorio.

El tubo al vacío con tapa celeste está fabricado en Tereftalato de Polietileno (PET) grado virgen de alta claridad y baja permeabilidad a los solventes, con un tapón plástico y membrana de goma de alta calidad de fácil perforación y auto-sellable luego de la punción. Contiene aditivo citrato de sodio como anticoagulante en una concentración de 0.109mol/L (3.2%), la proporción sangre-aditivo es de 9:1 y dicha proporción es importante para resultados válidos de tiempo de protrombina. Disponible en empaques aluminizados de 100 unidades para brindar protección óptima contra la evaporación del aditivo, rayos UV, suciedad e influencias mecánicas.

FICHA TÉCNICA

Supplies Med Chile SpA.

www.med-chile.com

andrea.illanes@med-chile.com

Los Jardines #964 Of 22, Huechuraba

Contacto: Andrea Illanes +56 9 5874 1639

Categoría: Salud - Tubos de sangre.



Especificaciones:

- Método de Esterilización: Esterilización por Radiación
- Norma de Fabricación: ISO 13485:2016
- Certificación: CE, TÜV
- Origen: China
- Fabricante Zhejiang Gongdong Medical Technology Co., Ltd.
- Marca: Golden Vac
- Condiciones de Almacenamiento: Mantener en un lugar seco a temperatura ambiente.

CÓDIGO	COLOR TAPA	DIMENSIONES	CAPACIDAD	UNID / RACK
TUB-1474-MED	CELESTE	13X75 MM	2,7ML	100



SUPPLIES MED CHILE SPA

Teléfono: +56 9 5874 1639 | Email: andrea.illanes@med-chile.com | www.med-chile.com

Dirección: Los Jardines 964 Of 22, Huechuraba.