

Modelo CAT. 1210-00S TUBO EPPENDORF 1,5 ML



CARACTERÍSTICAS GENERALES

- **Volumen:** 1.5 mL.
- **Llenado máximo:** 1.7 mL.
- **Descripción del tubo:** Tubos graduados de microcentrífuga.
- **Descripción de la tapa:** Tapa a prueba de ebullición.
- **Embalaje:** 500 / unidad, 10 unidades / caja.
- Polímero cristalino facilita la visualización de muestras.
- Calificado a 20,000 x G.
- Graduaciones a cada 100 µL para una fácil estimación de volumen.
- **Rango de temperatura:** -80 °C a +121 °C.
- Para uso en la industria médica, farmacéutica y alimentaria, y biología molecular.
- Certificado libre de RNasa detectable, ADNasa, ADN, inhibidores de PCR, y probado libre de pirógenos.

TCLGroup!

Tecnología • Ciencia • Laboratorio