



GUANTES DE VINILO DE EXAMINACIÓN

Ligeramente empolvado

FICHA TÉCNICA



IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Nombre:	Guantes Vinilo de examinación ligeramente empolvado
Material:	Cloruro de polivinilo
Color:	Transparente
Talla:	S-M-L
Presentación:	Caja de 100 unidades
Marca:	Heile
País de fabricación:	China

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Función:	Los guantes de vinilo son una excelente barrera de protección personal, ideal para alérgicos al látex. Se usan en procedimientos o tareas cortas no asépticas en que se requiera mayor resistencia a ácidos, grasas y alcoholes.						
Almacenamiento:	Lugar fresco y seco a temperatura entre 10 a 30° C.						
Uso:	Producto descartable para un solo uso. No reutilizar.						
Vigencia:	5 años desde la fabricación						
Latex	Esteril	Anatómico	Suave	Microtexturado	Hipoalergénico	Resistente	Elasticidad
No	No	Si	Si	No	Si	Si	Si

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Guante anatómico, que disminuye la fatigabilidad en sus manos
- Textura suave que permite un calce cómodo.
- Producto sintético que disminuye al mínimo alergias y/o problemas cutáneos.

PROPIEDADES FÍSICAS

Largo (mm)	Min. 230 mm
Grosor mínimo	Dedo: 0.07
	Palma: 0.07
	Puño: 0.05
Elongación al Quiebre	Min. 300%
Resistencia a la tracción	Min. 9 (MPA).
Polvo	0,8%

CERTIFICADOS

- EC y CE Certificate
- FDA
- Gmp: certificado de buenas prácticas de manufactura.