

DIECO® GEL

DESCRIPCIÓN

Es un gel conductor diseñado para que la sonda o transductor se deslice con facilidad y suavidad sobre la piel en el momento de realizar la ecografía. No irrita la piel, no mancha la ropa, es soluble en agua y no deja residuos.

REGISTRO

N/A

COMPOSICIÓN

Polimero Carboxílico de alto Cross-linking, Monopropilenglicol, neutralizantes, secuestrantes, preservantes, electrolitos en solución, colorantes.

INSTRUCCIONES

Aplicar suficiente Dieco® Gel sobre el área de contacto o directamente sobre la superficie del electrodo. Luego de realizar el exámen, remueva el producto con papel absorbente.



CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

ASPECTO	Gel traslúcido.
COLOR	Azul.
AROMA	Inodoro.
pH	6,5 - 7,5
DENSIDAD	No corresponde

PRESENTACIÓN COMERCIAL

CÓDIGO SAP	PRODUCTO	FORMATO	EAN 13	DUN 14
2400158	DIECO® GEL	250 mL	7801000247869	17801000247866
2400162	DIECO® GEL PACK BIDÓN + APLICADOR	5,25 L	7801000247951	17801000247958

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CÓDIGO SAP	DIMENSIONES DEL PRODUCTO					DIMENSIONES DE LA CAJA				
	ALTO	LARGO	FONDO	PESO	UNIDAD/CAJA	ALTO	LARGO	FONDO	VOLUMEN	PESO CAJA
2400158	200 mm	51 mm	51 mm	326 g	12	203 mm	206 mm	115 mm	0,0048m³	4,2 Kg
2400162	250 mm	206 mm	125 mm	6.750 g	1	203 mm	206 mm	115 mm	0,0048m³	7,0 Kg

ESPECIFICACIONES DE EMPAQUE

CÓDIGO SAP	PALLETIZADO					ENVASE PRIMARIO			ENVASE SECUNDARIO		
	CAJAS DE BASE	CAJAS DE ALTO	CAJAS/PALLET	ALTURA PALLET	BASE PALLET	MATERIAL	ESPESOR	PESO	MATERIAL	ESPESOR	PESO
2400158	30	5	150	1,2 m	1 mx1,2 m	HDPE	5 - 10 mm	30 g	C. CORRUGADO	4 mm	250 g
2400162	30	4	120	1,2 m	1 mx1,1 m	HDPE	5 - 10 mm	130 g	C. CORRUGADO	4 mm	250 g

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

MANTENGA ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
En caso de contacto ocular: lavar primero con agua fría, remueva los lentes de contacto si los usa. Mantener los párpados abiertos y continuar enjuagando por 15 minutos. **En caso de ingestión:** consultar a un médico.

En caso de intoxicación o ingesta llame al CITUC

 **CITUC | (2) 2635 3800**

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Conservar el producto en su envase original, bien cerrado y guardado.

VIDA ÚTIL

36 meses

OTROS