

FICHA TÉCNICA PIPETA PASTEUR PLÁSTICA DE 1ML Y 3ML ESTÉRIL



Nombre y referencia:	Pipeta Pasteur Plástica de 1ML y 3ML estéril – ref 2054
Composición:	La pipeta de Pasteur es similar a un utensilio de gotero, Fabricadas en plástico de polietileno de baja densidad (LDPE) no tóxico. Excelente transparencia
Presentación comercial:	Caja por 500 unidades
Características:	La pipeta está compuesta el 100% por plástico, contiene dos puntos de medición 1ML y 3 ML y su medida es de 16 cm
Material del empaque:	Bolsa de plástico – caja de cartón
Usos:	La pipeta cuenta con una abertura inferior para la entrada de líquido. En su borde superior, tiene un "globo" que cuando se pulsa expulsa el aire. El extremo inferior se sumerge en el líquido a ser transferido y luego soltar el frasco, el líquido es aspirado en la pipeta. La pipeta de Pasteur se emplea cuando no se necesita una gran precisión al transferir el volumen del líquido
Precauciones de usos y advertencias:	No utilizar si el producto se encuentra fisurado
Modo de uso:	Profesional de laboratorio.
Condiciones de almacenamiento:	Mantener alejado de fuentes de calor
Medidas (ancho x alto)	1 cm x 5.7 cm
Peso de la unidad de embalaje:	1 gramo
Tiempo de vida útil:	Desechable
Registro sanitario:	No requiere.