

# GUANTE NITRILO NEMOCARE



Código interno:GNP00001 / GNP00002 / GNP00003 / GNP00004 / GNP00005



## Descripción

Guante de examen nitrilo Nemo Care, diseñados para cumplir con los estándares más exigentes de entornos médicos, garantizando una barrera segura y confiable. Usado en procedimiento, laboratorio, dental, alimentos, industria. En todo procedimiento con riesgo de contacto con agentes contaminantes, sangre y/o fluidos corporales, para prevenir y proteger a los pacientes, personal y público. Nitrilo brinda mayor resistencia y su textura en los dedos mayor seguridad y manipulación.

**Presentación: Caja por 100 unidades.**

Características:

- Color Pure Blue
- Dedos texturizados
- Ambidiestro
- Gramaje 3,5 grs
- Libre de látex
- Atóxico, Apirógeno
- Libre de polvo
- Producto no estéril

Código	Talla
GNP00001	XS
GNP00002	S
GNP00003	M
GNP00004	L
GNP00005	XL

## Información Normativa

Normas son con arreglo a CE e ISO 13485

## Presentación Insumos

- Factor de empaque: Caja 100 Unidades.
- Vencimiento 60 meses

## Almacenamiento

Guardar en un lugar fresco libre de humedad, temperaturas entre los 20° y 25° Celsius resguardado de polvo y sol de manera directa. Colocar en estantes a 60 cm del suelo, cielo y muralla.

# GUANTE NITRILO NEMOCARE

Venta:

Comercializado y Distribuido por Nemo Chile a través de la Marca Registrada Nemo.



## NEMO CHILE S.A.- Inscripción y Certificación ISP

Einstein 458. Recoleta, Santiago. Región Metropolitana.  
[ventas@nemochile.cl](mailto:ventas@nemochile.cl) - [www.nemochile.cl](http://www.nemochile.cl)  
Tel: +56 2 2735 0707  
Rut: 76.215.260-6

Contamos con certificación

