

PECHERA DESECHABLE EN ROLLO CON MANGA Y OJAL

Rollo de 200 Unidades

Fotos del Producto



MEDIDAS APROXIMADAS



DORON

CHILE

FICHA TÉCNICA

R.GC.01.01

Versión : 00

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO**Producto** Pechera Desechable en Rollo con Manga**Código Producto** SR**Color** Azul**Material** Fabricado de Polietileno de Alta Densidad
100% resinas vírgenes / Libre de Látex**Talla** Única, ver detalle en especificación técnica**Presentación** En Rollo

Cada Rollo es de 200 unidades

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**Uso previsto** Para protección personal. Impermeable.
Cobertura completa del tórax frontal, brazos y cintura.
Puño con abertura para posición de dedo pulgar**Tamaño** Ancho altura de sisa : 80 +/- 5 cm
Largo Frente : 104 +/- 5 cm**Espesor** 20 μ **Peso** 48 g +/- 10%**Estéril** No**Vida útil** 3 años, a partir de la fecha indicada en el empaque**Almacenamiento** En lugar fresco y seco**Uso** Producto desechable, para un solo uso