

Tórula de rayón estéril

634001 100 unidades tórula de rayón estéril individual.

Hisopos con punta de poliéster o rayón y bastoncillo de plástico que permiten una adecuada recolección de la muestra y su posterior liberación en el medio líquido.

- Material de la punta: Fibra de rayón viscosa.
- Diámetro de la punta: $\varnothing$ 5 mm.
- Vástago / Mango: Plástico de poliestireno flexible.
- Largo del mango: ~ 150 mm.
- Esterilización: Óxido de etileno (EO) o radiación gamma.
- Presentación: 1 unidad esteril, caja 500 unidades.

Disponible en la versión:

- STANDARD TIP: hisopos de tamaño estándar para toma de muestras bucales, nasales, faríngeas, vaginales, inguinales, rectales, fecales, cutáneas y de heridas.

Conservar en un lugar fresco y seco entre 5 y 25°C hasta la fecha de vencimiento. No congelar. Conservar en empaque original y cerrar bolsa tras su uso.

Control de esterilidad

Sin desarrollo a 2 días de incubación a 35 ± 2 °C

Control de esterilidad según especificaciones del Standard ISO 11737-2:2019.

Marca: MSLAB

