

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Nombre:	Cubre calzado tela gruesa con antideslizante
Marca:	CLEANCARRIER
Origen:	China
Material:	Polipropileno (30 gsm SPP)
Color:	Celeste
Tallas:	Talla única
Presentación:	Bolsa 100 unidades



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Función:	Elemento de protección personal indicado para mantener la higiene del suelo en áreas medicas o industriales. Evita el contacto directo de los zapatos con superficies que deben estar limpias.		
Libre de látex:	Sí	Estéril:	No
Tamaño:	Estandar		
Vigencia:	5 años desde la fecha de fabricación indicada en el empaque		
Almacenamiento:	En lugar fresco y seco. Temperatura 5 a 30°C		
Uso:	Producto descartable para un solo uso. No reutilizar		

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Suave:	Sí: ☐ No: ☐ No aplica: ☐	Resistente:	Sí: ☒ No: ☐ No aplica: ☐	Adaptable:	Sí: ☒ No: ☐ No aplica: ☐
Hipoalergénico:	Sí: ☒ No: ☐ No aplica: ☐	Respirable:	Sí: ☐ No: ☐ No aplica: ☒	Impermeable:	Sí: ☒ No: ☐ No aplica: ☐

El cubre calzado, está fabricado en polipropileno, el cual es un derivado plástico que se obtiene por la polimerización del propileno.
Contiene tiras antideslizantes en su parte basal.

PROPIEDADES FÍSICAS

Código	Ancho (cm)	Largo (cm)	Espesor (mm)	Peso (gr)	Diámetro	Otro
90010	17 cm	41 cm	0,12	9,1 gr		-

CERTIFICACIONES

Este producto cuenta con las siguientes certificaciones:
- ISO 13485
ISO 9001
Certificado Libre de latex

INFORMACIÓN CORPORATIVA

PRESENTACIONES	CÓDIGO INTERNO	
Bolsa x 100	Master : 10 Bolsas x	100 unidades

