

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Nombre:	Gorro desechable tipo clip
Marca:	CLEANCARRIER
Origen:	China
Material:	Polipropileno con elastico reforzado en todo perimetro inferior
Color:	Blanco
Tallas:	Unica
Presentación:	Bolsa x 100 unidades



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Función:	Elemento de protección personal utilizado para proteger el cabello de salpicaduras ,líquidos y polvos. Permite que el cabello se mantenga dentro de su estructura evitando la caída de este contaminando el ambiente.		
Libre de látex:	Sí	Estéril:	No
Tamaño:	Universal		
Vigencia:	5 años desde la fecha de fabricación		
Almacenamiento:	En lugar fresco y seco. Temperatura 5 a 30°C		
Uso:	Producto descartable para un solo uso. No reutilizar		

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Suave:	Sí: ☒ No: ☐ No aplica: ☐	Resistente:	Sí: ☒ No: ☐ No aplica: ☐	Adaptable:	Sí: ☒ No: ☐ No aplica: ☐
Hipoalergénico:	Sí: ☒ No: ☐ No aplica: ☐	Respirable:	Sí: ☒ No: ☐ No aplica: ☐	Impermeable:	Sí: ☒ No: ☐ No aplica: ☐

El polipropileno es un plástico que se obtiene por la polimerización del propileno , subproducto gaseoso de la refinación del petroleo. Este material permite la respiración de la cabeza y evita la transpiración.

PROPIEDADES FÍSICAS

Diámetro:	20 cm +- 0,02
Gramaje:	11 gr x m2

CERTIFICACIONES

- Este producto cuenta con las siguientes certificaciones:
ISO 13485
- Látex Free Certificate.
- Certificación ISP BBC : EDM 732/23

CODIGO	TALLAS	
90008	Unica	