



GUANTES DE NITRILO DESECHABLES

Einweg Nitrilhandschuhe

FICHA TÉCNICA



IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Nombre:	Guantes de nitrilo desechable
Material:	100% Nitrilo. Sin latex de caucho natural, libre de polvo
Color:	Azul
Talla:	S-M-L-XL
Presentación:	Caja de 100 unidades
Marca:	Heile
País de fabricación:	China
Diseño:	Ambidiestro, puño rebordado y acabado externo liso; Superficie de micro textura para un agarre más fácil

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Función:	Ideal para soportar todo tipo de fluidos biológicos, con respecto a sustancias químicas resiste grasas, ácidos, álcalis, formaldehído, cloro y citotóxicos. son tres veces más resistentes a los pinchazos que los guantes de caucho natural.		
Almacenamiento:	Los guantes deben mantener sus propiedades cuando se almacenan en un lugar seco a una temperatura entre 10° y 30° C. proteja los guantes de las fuentes de luz ultravioleta, como la luz solar y los agentes oxidantes. Los iones de cobre decoloran el guante.		
Uso:	Producto descartable para un solo uso. No reutilizar.		
Vigencia:	5 años desde la fabricación		
Latex	Esteril	Microtexturado	Hipoalergénico
No	No	Si	Si
Anatómico	Suave	Resistente	Elasticidad
Si	Si	Si	Si

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Guante anatómico, que disminuye la fatigabilidad en sus manos.
- Textura suave para un calce cómodo.
- Guante microtexturado en dedos.
- Guante con una elasticidad, flexibilidad y mejor efecto memoria que los estándares conocidos.
- Producto sintético que disminuye al mínimo alergias y/o problemas cutáneos.



Certificados