

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Nombre:	Guante de procedimiento Nitrilo color Negro
Marca:	CLEANCARRIER
Origen:	China
Material:	Nitrilo
Color:	Negro
Tallas:	S-M-L-XL
Presentación:	Caja 100 unidades



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Función:	Los guantes de Nitrilo son guantes de procedimientos sin polvos , con excelente sensibilidad táctil , gracias a sus puntas de los dedos texturizadas. Poseen una mayor resistencia química que los guantes de látex y vinilo y tienen mayor suavidad y comodidad.	
Libre de látex:	Sí	Estéril: No
Tamaño:	S-M-L-XL	
Vigencia:	5 años desde la fecha de fabricación	
Almacenamiento:	En lugar fresco y seco. Temperatura 5 a 30°C	
Uso:	Producto descartable para un solo uso. No reutilizar	

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Suave:	Sí: <input checked="" type="radio"/> No: <input type="radio"/> No aplica: <input type="radio"/>	Resistente:	Sí: <input checked="" type="radio"/> No: <input type="radio"/> No aplica: <input type="radio"/>	Adaptable:	Sí: <input checked="" type="radio"/> No: <input type="radio"/> No aplica: <input type="radio"/>
Hipoalergénico:	Sí: <input checked="" type="radio"/> No: <input type="radio"/> No aplica: <input type="radio"/>	Respirable:	Sí: <input type="radio"/> No: <input type="radio"/> No aplica: <input checked="" type="radio"/>	Impermeable:	Sí: <input checked="" type="radio"/> No: <input type="radio"/> No aplica: <input type="radio"/>

Guantes fabricados en Nitrilo , con diseño anatomico, ambidiestro y sin polvo
Guante delgado con alta resistencia y alta sensibilidad
Punta de los dedos con textura para un mayor agarre y sensibilidad

PROPIEDADES FÍSICAS

SIZE		X-Small	Small	Medium	Large	X-Large	Tolerance
SPEC							
Total Length(mm)		240	240	240	240	240	± 5
Weight(g)		2.8	3.0	3.5	4.0	4.5	±0.3
Thickness	Finger	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	Min
	Palm	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	Min
	Cuff	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	Min
Width of palm(mm)		75	85	95	105	115	± 5
Tensile-strength(≥)min		14Mpa	14Mpa	14Mpa	14Mpa	14Mpa	Min
Elongation(%)min	before aging	500	500	500	500	500	Min
	after aging	400	400	400	400	400	Min



CERTIFICACIONES

Este producto cuenta con las siguientes certificaciones:

- ISO 13485
- Latex Free Certificate.
- FDA
- CERTIFICACION ASTM D6978

PRESENTACIONES

Talla S-M-L-XL