


IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Nombre:	Guante de procedimiento Nitrilo color Rosado
Marca:	CLEANCARRIER
Origen:	China
Material:	Nitrilo
Color:	ROSADO
Tallas:	XS- S-M
Presentación:	Caja 100 unidades



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Función:	Los guantes de Nitrilo son guantes de procedimientos sin polvos , con excelente sensibilidad táctil , gracias a sus puntas de los dedos texturizadas. Poseen una mayor resistencia química que los guantes de látex y vinilo y tienen mayor suavidad y comodidad.	
Libre de látex:	Sí	Estéril: No
Tamaño:	XS- S-M	
Vigencia:	5 años desde la fecha de fabricación	
Almacenamiento:	En lugar fresco y seco. Temperatura 5 a 30°C	
Uso:	Producto descartable para un solo uso. No reutilizar	

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Suave:	Sí: <input checked="" type="radio"/> No: <input type="radio"/> No aplica: <input type="radio"/>	Resistente:	Sí: <input checked="" type="radio"/> No: <input type="radio"/> No aplica: <input type="radio"/>	Adaptable:	Sí: <input checked="" type="radio"/> No: <input type="radio"/> No aplica: <input type="radio"/>
Hipoalergénico:	Sí: <input checked="" type="radio"/> No: <input type="radio"/> No aplica: <input type="radio"/>	Respirable:	Sí: <input type="radio"/> No: <input type="radio"/> No aplica: <input checked="" type="radio"/>	Impermeable:	Sí: <input checked="" type="radio"/> No: <input type="radio"/> No aplica: <input type="radio"/>

Guantes fabricados en Nitrilo , con diseño anatómico, ambidiestro y sin polvo
Guante delgado con alta resistencia y alta sensibilidad
Punta de los dedos con textura para un mayor agarre y sensibilidad

PROPIEDADES FÍSICAS

		ESPECIF.	TAMAÑO	SMALL	MEDIUM	LARGE	X LARGE	TOLERANCIA
ESPESOR	LONGITUD (mm)			240	240	240	240	+5
	PESO (gr)			3,0	3,5	4,0	4,5	+0,3
	DEDOS			0,08	0,08	0,08	0,08	Min
	PALMA			0,06	0,06	0,06	0,06	Min
	MUÑECA			0,04	0,04	0,04	0,04	Min
ELONGACION	ANCHO DE LA PALMA			85	95	105	115	+5
	RESISTENCIA A LA TRACCION >			14 Mpa	14 Mpa	14 Mpa	14 Mpa	Min
	ANTES DE SU USO			500	500	500	500	Min
	DESPUES DE SU USO			400	400	400	400	Min



CERTIFICACIONES

Este producto cuenta con las siguientes certificaciones:

- ISO 13485
- Latex Free Certificate.
- FDA
- CERTIFICACION ASTM D6978

PRESENTACIONES

Talla XS-S-M

