



IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Nombre:	Guante vinilo de examinación sin polvo.
Marca:	Tresor.
Material:	Cloruro de polivinilo.
Color:	Transparente.
Tallas:	S / M / L / XL
Presentación:	Caja x 100 unidades.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Función:	Los guantes de vinilo son una excelente barrera de protección personal, ideal para alérgicos al látex. Se usan en procedimientos o tareas cortas no asépticas en que se requiera mayor resistencia a ácidos, grasas y alcoholes.		
Látex:	No.	Estéril:	No.
Polvo:	No.		
Componente del polvo:	No aplica.		
Vigencia:	5 años a partir de la fecha de fabricación indicada en el empaque.		
Almacenamiento:	Lugar fresco y seco a temperatura entre 10° y 30° C.		
Uso:	Producto descartable para un solo uso. No reutilizar.		

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Anatómico:	Si: <input checked="" type="checkbox"/>	No: <input type="checkbox"/>	Microtexturado:	Si: <input type="checkbox"/>	No: <input checked="" type="checkbox"/>	Resistente:	Si: <input checked="" type="checkbox"/>	No: <input type="checkbox"/>
Suave:	Si: <input checked="" type="checkbox"/>	No: <input type="checkbox"/>	Hipoalergénico:	Si: <input checked="" type="checkbox"/>	No: <input type="checkbox"/>	Elasticidad:	Si: <input checked="" type="checkbox"/>	No: <input type="checkbox"/>

- Guante anatómico, que disminuye la fatigabilidad en sus manos
- Textura suave.
- Producto sintético que disminuye al mínimo alergias y/o problemas cutáneos.
- Según "guante médico manual de orientación 2008 se recomienda que el guante sin polvo tenga menos de 2mg x guante". Tresor trabaja con menos de 1mg x guante de polvo, transformándose en un producto con una bioseguridad aumentada. Referencia Warning FDA, enero 2017.

PROPIEDADES FÍSICAS

Cont. Humedad:	Bajo 0,8% x unidad.	Elongación al quiebre (%):	Min. 300%
Largo (mm):	Min. 240 mm.	Resistencia a la tracción:	Min. 14 (MPa).
Polvo:	Menos de 1 mg / dm ² .	Proteína:	No aplica.

ESPECIFICACIONES PRODUCTO

Talla	Ancho	Largo	Espesor	Peso
S	85 +/- 10	23	0,06 +/- 3	4 +/- 0,5
M	95 +/- 10	23	0,06 +/- 3	4,5 +/- 0,5
L	105 +/- 10	23	0,06 +/- 3	5 +/- 0,5
XL	115 +/- 10	23	0,06 +/- 3	5,5 +/- 0,5

Contáctenos:

mercadopublico@reutter.cl
Tel: (2) 24 89 7000

Importado por
REUTTER S.A.
www.reutter.cl

AV. El Salto 4447, Huechuraba
Santiago de Chile.

CERTIFICACIONES

Certificaciones de la empresa y/o producto:

- Certificado Libre Látex.
- ISO certificate 13485-2012.
- EC certificate 93/42/EEC.
- Gmp: certificado de buenas prácticas de manufactura.

INFORMACIÓN CORPORATIVA

TALLA	CÓDIGO INTERNO EN LÍNEA	CÓDIGO CONVENIO MARCO EN LÍNEA
S	ACGVITL1	1369660
M	ACGVITL2	1369661
L	ACGVITL3	1369662
XL	ACGVITL4	

Contáctenos:

mercadopublico@reutter.cl
Tel: (2) 24 89 7000

Importado por
REUTTER S.A.
www.reutter.cl

AV. El Salto 4447, Huechuraba
Santiago de Chile.