

Aguja BD Vacutainer® Flashback

Soluciones para recolección venosa



Características

- Aguja de colecta múltiple para extracción de sangre al vacío con sistema **BD Vacutainer®**.
- Cuenta con cámara para visualización de flujo sanguíneo en el momento de la punción.
- Material de acero inoxidable de alta resistencia con doble capa de silicona en la pared exterior y bisel de corte trifacetado.
- Posee conector Luer en extremo distal con ajuste perfecto al holder **BD Vacutainer®**.
- Producto esterilizado con radiación gamma y libre de látex.



Datos comerciales

- Certificación ISO 13485.
- Libre venta.
- Libre de látex.

Procedencia

- Reino Unido



Códigos disponibles

Código	Descripción	Envase/Color	Presentación
301746	Calibre/longitud de 21G x 1".		50
301747	Calibre/longitud de 22G x 1".		50

Consultar disponibilidad en su región.

Becton Dickinson. (2020, septiembre). Sistema de extracción de sangre al vacío BD Vacutainer®. New Jersey, USA. Retrieved from <https://eifu.bd.com/#modal-x1462602>

BD Chile Av. Andrés Bello 2325 - 15° Piso, Tel: (+56 2) 2482 7800, Providencia, Santiago, Chile. sac_chile@bd.com

2022. A reserva de otra nota, BD, BD Logo y todas las marcas aquí mencionadas son propiedad de Becton, Dickinson and Company

