

Descripción:

- Placa portaobjetos de vidrio con superficie superior adhesiva y zona para escritura, diseñada para muestras microscópicas y aplicaciones de laboratorio que requieren identificación directa sobre la placa.

Resumen técnico

Material	Vidrio flotado, espesor ≈ 1 mm
Tamaño	25 × 76 mm
Bordes	Pulidos o sin pulir
Recubrimiento adhesivo	Sí (superficie superior)
Zona escrita	Sí, integrable
Transparencia óptica	Alta
Paquete	50 u/pack

Características:

- Material: Vidrio flotado de alta transparencia, espesor aproximado de 1 mm. rollmed.net
- Dimensiones: 25×76 mm (tamaño estándar de portaobjetos). bkmbio.en.made-in-china.com
- Acabado: Bordes pulidos o sin pulir (según presentación); superficie superior con recubrimiento adhesivo apto para cubrir muestras.
- Zona de marcado: Área writable (escribible) integrada para identificar fácilmente la muestra.
- Paquete: Presentación por caja con cantidad variable — típicamente 50 u/pack, múltiples cajas por cartón.

Usos y Aplicaciones

- Preparación de muestras celulares, histológicas o microbiológicas.
- Técnicas de tinción histoquímica, inmunohistoquímica y en situ hibridación.
- Procesos donde se requiere trazabilidad visual directa (identificación del lote, muestra, fecha).
- Áreas que necesiten evitar el uso de etiquetas adhesivas y reducir el riesgo de contaminación cruzada.

Imagen



Nota: La información contenida en esta ficha técnica es correcta y verdadera según nuestros conocimientos y están basados en pruebas de laboratorio. Sin embargo, declinamos de todo compromiso para cada caso en parcular debido a que no tenemos control sobre su aplicación.

TAAG Technologies S.A.
Rio Refugio 9641 – Pudahuel, Sanago.

