

# DIECO-GEL



## DESCRIPCIÓN

**DIECO-GEL** es un conductor, de color celeste claro, diseñado para que la sonda o transductor se deslice con facilidad y suavidad sobre la piel en el momento de realizar la ecografía. No irrita la piel, no mancha la ropa, es soluble en agua y no deja residuos.

Producto hipoalergénico, testeado Dermatológicamente.

## → FÓRMULA

Polimero Carboxílico de alto cross-linking, monopropilen glicol, neutralizantes, sequestrantes, preservantes, colorantes.

## → INDICACIÓN

Ultrasonido del embarazo o ecografía.

## → INSTRUCCIONES DE USO

Aplica suficiente **DIECO-GEL** en la piel de la paciente sobre el área que se va a examinar y colocar el transductor sobre ésta.

## → PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

En caso de contacto ocular: Lavar con abundante agua manteniendo los párpados abiertos

En caso de ingestión: En caso de ingestión accidental dar a beber vasos de agua, ante cualquier reacción adversa consultar con su médico

## → PRESENTACIÓN COMERCIAL

DIECO-GEL está disponible en envases de 250 mL y bidones de 5 L.