



IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO	
Nombre:	Algodón hidrófilo prensado premium 1 kilo.
Marca:	Cranberry.
Material:	100% algodón, fibra vegetal.
Color:	Blanco natural.
Tallas:	Ver propiedades físicas.
Presentación:	Rollo 1 Kilo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS			
Función:	El algodón es un insumo desechable, que está enrollado en capas y posee una gran capacidad de absorción. Se usa como elemento hemostático y/o aseo. Sirve para absorber sangre, mucus, pus y otros fluidos. Es un buen protector mecánico. El algodón premium se diferencia del resto por ser más grueso y otorgar mayor suavidad que el algodón estándar. Se usa en labores de limpieza de equipos médicos y hospitalarios.		
Libre de látex:	Sí.	Estéril:	No.
Tamaño:	No especificado.		
Vigencia:	5 años a partir de la fecha de fabricación indicada en el empaque.		
Almacenamiento:	Lugar fresco y seco a temperatura entre 5° y 30° C.		
Uso:	Producto descartable para un solo uso. No reutilizar.		
Empaque:	Insumo en doble empaque; primario en papel y secundario en polietileno de alta densidad.		

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO					
Suave:	Sí: ☒	No: ☐	Hipoalergénico:	Sí: ☒	No: ☐
Resistente: Sí: ☒ No: ☐					
- El algodón después de eliminar sus impurezas, proceso 1 de su preparación, comienza la etapa 2 de limpieza. Para ello se lava con una solución alcalina diluida y se eliminan las sustancias grasas. Luego se blanquea con hipoclorito de sodio y se vuelve a lavar con una solución ácida, que se elimina con varios ciclos de agua. Después de este proceso se obtiene un producto hidrófilo (con gran capacidad de absorción), inodoro, insípido, libre de alcalis, ácidos, grasas y colorantes.					

PROPIEDADES FÍSICAS					
Código	Diámetro (cm)	Alto (cm)	Espesor (mm)	Peso (kg)	Absorción
AAALGOPR	45 ± 0,5	35 ± 0,5	1,89 ± 0,02	1 ± 0,1	No más de 10 segundos y no menos de 24 veces su peso

CERTIFICACIONES
Este producto cuenta con las siguientes certificaciones: - Certificado Libre Látex. - ISO 9001 - 2008. - EC certificate production quality assurance system 93/42/EEC.

INFORMACIÓN CORPORATIVA		
PRESENTACIONES	CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO CONVENIO MARCO
Rollo 1 Kg (x unidad).	AAALGOPR	1359016

Contáctenos:

mercadopublico@reutter.cl
Tel: (2) 24 89 7000

Importado por
REUTTER S.A.
www.reutter.cl

AV. El Salto 4447, Huechuraba
Santiago de Chile.