



IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Nombre:	Apósito gasa tejida + algodón estéril.
Marca:	Cranberry.
Material:	Polipropileno prensado + Algodón.
Color:	Blanco natural con cinta radiopaca roja.
Tallas:	Ver especificaciones producto.
Presentación:	Ver especificaciones producto.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Función:	Insumo desechable indicado para absorber fluidos, aislar heridas, limpiarlas, cubrirlas y protegerlas. Por ser una malla tejida, al entrar en contacto con la piel herida debe ser retirada con suero fisiológico para no dañar el tejido en formación. Estos apósitos también son indicados para aseo de pacientes. Su objetivo es optimizar el proceso de cicatrización de las heridas a través de la mantención de la humedad y la temperatura.		
Libre de Látex:	Sí.	Estéril:	Sí, en óxido de etileno.
Vigencia:	5 años a partir de la fecha de fabricación indicada en el empaque.		
Almacenamiento:	Lugar fresco y seco a temperatura entre 5° y 30° C.		
Uso:	Producto descartable para un solo uso. No reutilizar.		
Empaque:	Insumo en empaque único bilaminado.		

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Suave:	Sí: ☒ No: ☐	Hipoalergénico:	Sí: ☒ No: ☐	Resistente:	Sí: ☒ No: ☐
- Fisiológicamente: Insumo inerte. - Insumo con gran capacidad de absorción, resistencia y ventilación, permitiendo la transpiración de la piel. - Mantención de temperatura y humedad: baja - Baja acción fibrinolítica. - Excelente cobertura como apósito secundario.					

Cranberry®

 PROVEEDOR
ChileCompra
Express
Tienda virtual de Convenios Marco

 Producto importado y comercializado por **REUTTER S.A.**

 Ficha Técnica V-00 **propiedad de Empresas Reutter.** Prohibida su reproducción total o parcial, sin consentimiento de la empresa.

✉ contacto@reutter.cl

☎ +56 2 2489 7000

📍 Av. El Salto 4447, Huechuraba, Santiago

www.reutter.cl

ESPECIFICACIONES PRODUCTO


Código Interno	Presentación	Largo	Ancho	Peso
AAAP1020	Bolsa x 10 unidades	200 mm ± 5	100 mm ± 5	23,5 gr ± 0,5
AAAP1323	Bolsa x 10 unidades	230 mm ± 5	130 mm ± 5	24,5 gr ± 0,5
AAAP2025	Bolsa x 10 unidades	250 mm ± 5	200 mm ± 5	24,8 gr ± 0,5
AAAP0710	Bolsa x 10 unidades	100 mm ± 5	70 mm ± 5	14,1 gr ± 0,5
AAAP0720	Bolsa x 10 unidades	200 mm ± 5	70 mm ± 5	22,8 gr ± 0,5
AAAP2030	Bolsa x 10 unidades	300 mm ± 5	200 mm ± 5	22,8 gr ± 0,5
AAAP1150	Bolsa x 10 unidades	1500 mm ± 5	100 mm ± 5	78,33 gr ± 0,5
AAAP2150	Bolsa x 10 unidades	1500 mm ± 5	200 mm ± 5	146,6 gr ± 0,5
AAAP2300	Bolsa x 5 unidades	3000 mm ± 5	200 mm ± 5	299,1 gr ± 0,5
AAAP4040	Bolsa x 10 unidades	400 mm ± 5	400 mm ± 5	65,7 gr ± 0,5

CERTIFICACIONES

Este fabricante cuenta con las siguientes certificaciones:

- ISO 13485 - 2016.
- ISO 9001.
- EC certificate production quality assurance system 93/42/EEC.

DESCRIPCIÓN GRÁFICA



Resistente
Absorbente
Gran capacidad de ventilación
Permite la transpiración de la piel

**** Malla tejida, insumo desechable.**

Cranberry®

PROVEEDOR
ChileCompra
Express
Tienda virtual de Convenios Marco

Producto importado y comercializado por **REUTTER S.A.**

Ficha Técnica V-00 **propiedad de Empresas Reutter**. Prohibida su reproducción total o parcial, sin consentimiento de la empresa.

✉ contacto@reutter.cl

☎ +56 2 2489 7000

📍 Av. El Salto 4447, Huechuraba, Santiago

www.reutter.cl