



IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Nombre:	Compresa gasa no estéril 45 x 45 cm.
Marca:	Cranberry.
Material:	Gasa 100% algodón prelavado, con 4 dobleces x unidad.
Color:	Blanco natural con cinta radiopaca azul.
Tallas:	45 x 45 cm.
Presentación:	Bolsa x 100 unidades (con 20 paquetes individuales de 5 compresas).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Función:	Compresa desechable indicada para limpiar al paciente post aspiración o extubación en área de anestesia. Por su característica no estéril es apto para labores de aseo, limpieza de pacientes, superficies y desinfección en general. Entre sus usos ampliados se encuentra la limpieza de casas, autos y departamentos, aseos recurrentes de las superficies de trabajo donde se manipulan frutas, alimentos y/o pescados. Estas compresas forman parte de set de anestesia regional o set de instalación de catéteres que se preparan en las centrales de esterilización de centros de salud.		
Libre de Látex:	Sí.	Estéril:	No.
Vigencia:	5 años a partir de la fecha de fabricación indicada en el empaque.		
Almacenamiento:	Lugar fresco y seco a temperatura entre 5° y 30° C.		
Uso:	Producto descartable para un solo uso. No reutilizar.		
Empaque:	Empaque primario, polietileno con 5 unidades y luego un polietileno secundario para 20 paquetes.		

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Suave:	Sí: ☒ No: ☐	Hipoalergénico:	Sí: ☒ No: ☐	Resistente:	Sí: ☒ No: ☐
- Inodoro, blanco. - Flexible y adaptable a superficies. - Muy absorbente, posterior a su uso no deja pelusas.					

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Código Interno	Ancho	Largo	Trama de gasa	Tira de sujeción	Peso	Espesor
AACOMGNE	450 mm ± 10	450 mm ± 10	20 - 24 Hilos	Largo 140 mm ± 10	100 gr x 5 unidades	0,90 mm ± 0,02

**** Cinta radiopaca con un largo de 100 mm ± 10 color azul**

Cranberry®

 PROVEEDOR
ChileCompra
Express
Tienda virtual de Convenios Marco

Producto importado y comercializado por **REUTTER S.A.**

Ficha Técnica V-00 **propiedad de Empresas Reutter**. Prohibida su reproducción total o parcial, sin consentimiento de la empresa.

✉ contacto@reutter.cl

☎ +56 2 2489 7000

📍 Av. El Salto 4447, Huechuraba, Santiago

www.reutter.cl


CERTIFICACIONES

Este fabricante cuenta con las siguientes certificaciones:

- ISO 13485 – 2016.
- EC certificate production quality assurance system 93/42/EEC.

DESCRIPCIÓN GRÁFICA

Cinta radiopaca **azul**
permite su seguimiento
radiológico



Inodoro
Flexible
Adaptable
Absorbente
No deja pelusas

Cranberry®

PROVEEDOR
ChileCompra
Express
Tienda virtual de Convenios Marco

Producto importado y comercializado por **REUTTER S.A.**

Ficha Técnica V-00 **propiedad de Empresas Reutter**. Prohibida su reproducción total o parcial, sin consentimiento de la empresa.

✉ contacto@reutter.cl

☎ +56 2 2489 7000

📍 Av. El Salto 4447, Huechuraba, Santiago

www.reutter.cl