

JERINGA DESECHABLE INSULINA.



IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Nombre:	Jeringa desechable insulina.
Marca:	Cranberry.
Material:	Cuerpo, protector aguja y émbolo de polipropileno grado médico, aguja de acero inoxidable. Para mayor información sobre polipropileno ver anexo 11, punto N°5 .
Color:	Transparente.
Tallas:	3 presentaciones.
Presentación:	Caja x 100 unidades.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Función:	Dispositivo médico desechable indicado para inyecciones de insulina, su unidad de medida son 1 ml tiene 100 unidades de insulina. Antes de inyectar, revisar siempre la indicación médica.		
Libre de látex:	Sí.	Estéril:	Sí, óxido de Etileno.
Tamaño:	Ver propiedades físicas.		
Vigencia:	5 años a partir de la fecha de fabricación indicada en el empaque.		
Almacenamiento:	En lugar fresco y seco. Temperatura 5 a 30°C.		
Uso:	Producto descartable para un solo uso. No reutilizar.		
Empaque:	Cada unidad con empaque de polietileno sellado y estéril.		

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Suave:	Sí: ☒ No: ☐	Resistente:	Sí: ☒ No: ☐	Atóxico:	Sí: ☒ No: ☐
Hipoalergénico:	Sí: ☒ No: ☐	Apirógeno:	Sí: ☒ No: ☐	Punción atraumática:	Sí: ☒ No: ☐
- Suave deslizamiento del émbolo. - Aguja fina y flexible. - Conexión Luer slip.					

PROPIEDADES FÍSICAS

Código	Calibre (G)	Longitud de aguja (mm)	Peso (gr)	Volumen (ml)
AAJECIN3	29	12	1,38	1
AAJECIN5	29	8	1,39	1
AAJECIN6	29	6	1,37	1

CERTIFICACIONES

Este producto cuenta con las siguientes certificaciones:

- Certificado Libre Látex.
- ISO 13485 – 2002.
- EC certificate production quality assurance system 93/42/EEC.

INFORMACIÓN CORPORATIVA

PRESENTACIONES	CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO CONVENIO MARCO
Jeringa Insulina 100 UI 29G x 12,7mm Caja cont. 100 unidades.	AAJECIN3	1299768
Jeringa Insulina 100 UI 29G x 5/16 Caja cont. 100 unidades.	AAJECIN5	1342807
Jeringa Insulina 100 UI 29G x 1/4 Caja cont. 100 unidades.	AAJECIN6	1618149

Contáctenos:

mercadopublico@reutter.cl
 Tel: (2) 24 89 7000

Importado por
 REUTTER S.A.
 www.reutter.cl

AV. El Salto 4447, Huechuraba
 Santiago de Chile.