

FICHA TÉCNICA

TUBO AL VACIO, TAPA GRIS (GLUCOSA) 2 ML (13X75MM) X 100Un

Descripción:

El sistema de tubo al vacío para recolección de sangre consiste en tubos de diversos tamaños con tapas codificadas con colores que dan a entender el tipo de aditivo que contienen (o la ausencia del mismo), y dependiendo de esto sería el uso que se le vaya a dar a la muestra en el laboratorio.

El tubo al vacío con tapa gris está fabricado en Tereftalato de Polietileno (PET) grado virgen de alta claridad y baja permeabilidad a los solventes, con un tapón plástico y membrana de goma de alta calidad de fácil perforación y auto-sellable luego de la punción.

Contiene aditivo Fluoruro de Sodio (NaF) como inhibidor de la degradación de la glucosa y Oxalato de Potasio (OxalK) para prevenir la coagulación de la sangre y evitar la hemólisis.

Disponible en empaques de 100 unidades.

FICHA TÉCNICA

Supplies Med Chile SpA.

www.med-chile.com

andrea.illanes@med-chile.com

Los Jardines #964 Of 22, Huechuraba

Contacto: Andrea Illanes +56 9 5874 1639

Categoría: Salud - Tubos de sangre.



Especificaciones:

- Método de Esterilización: Esterilización por Radiación
- Norma de Fabricación: ISO 13485:2016
- Certificación: CE, TÜV
- Origen: China
- Fabricante Zhejiang Gongdong Medical Technology Co., Ltd.
- Marca: Golden Vac
- Condiciones de Almacenamiento: Mantener en un lugar seco a temperatura ambiente.

CÓDIGO	COLOR TAPA	DIMENSIONES	CAPACIDAD	UNID / RACK
TUB-1475-MED	GRIS	13X75 MM	2ML	100



SUPPLIES MED CHILE SPA

Teléfono: +56 9 5874 1639 | Email: andrea.illanes@med-chile.com | www.med-chile.com

Dirección: Los Jardines 964 Of 22, Huechuraba.