

FICHA TÉCNICA

TUBO AL VACIO, TAPA ROJA (CLOT ACTIVADOR) 4 ML (13X75MM) X 100Un

Descripción:

El sistema de tubo al vacío para recolección de sangre consiste en tubos de diversos tamaños con tapas codificadas con colores que dan a entender el tipo de aditivo que contienen (o la ausencia del mismo), y dependiendo de esto sería el uso que se le vaya a dar a la muestra en el laboratorio.

El tubo al vacío con tapa roja está fabricado en Tereftalato de Polietileno (PET) grado virgen de alta claridad y baja permeabilidad a los solventes, con un tapón plástico y membrana de goma de alta calidad de fácil perforación y auto-sellable luego de la punción.

Contiene aditivo de sílica micronizada atomizada de forma ultrasónica en las paredes internas del tubo para acelerar la coagulación de la sangre, conocido también como "clot activator" en inglés

Disponible en empaques de 100 unidades.

FICHA TÉCNICA

Supplies Med Chile SpA.

www.med-chile.com

andrea.illanes@med-chile.com

Los Jardines #964 Of 22, Huechuraba

Contacto: Andrea Illanes +56 9 5874 1639

Categoría: Salud - Tubos de sangre.



Especificaciones:

- Método de Esterilización: Esterilización por Radiación
- Norma de Fabricación: ISO 13485:2016
- Certificación: CE, TÜV
- Origen: China
- Fabricante Zhejiang Gongdong Medical Technology Co., Ltd.
- Marca: Golden Vac
- Condiciones de Almacenamiento: Mantener en un lugar seco a temperatura ambiente.

CÓDIGO	COLOR TAPA	DIMENSIONES	CAPACIDAD	UNID / RACK
TUB-1476-MED	ROJO	13X75 MM	4ML	100



SUPPLIES MED CHILE SPA

Teléfono: +56 9 5874 1639 | Email: andrea.illanes@med-chile.com | www.med-chile.com

Dirección: Los Jardines 964 Of 22, Huechuraba.