

# FICHA TÉCNICA

## TUBO AL VACIO, TAPA AMARILLA (GEL/ CLOT ACTIVADOR) 3,5ML (13X75MM) X 100Un

### Descripción:

El sistema de tubo al vacío para recolección de sangre consiste en tubos de diversos tamaños con tapas codificadas con colores que dan a entender el tipo de aditivo que contienen (o la ausencia del mismo), y dependiendo de esto sería el uso que se le vaya a dar a la muestra en el laboratorio.

El tubo al vacío con tapa amarilla está fabricado en Tereftalato de Polietileno (PET) grado virgen de alta claridad y baja permeabilidad a los solventes, con un tapón plástico y membrana de goma de alta calidad de fácil perforación y auto-sellable luego de la punción.

Contiene aditivo de sílica micronizada atomizada de forma ultrasónica para acelerar la coagulación de la sangre y gel polímero inerte para separar el suero de la sangre coagulada durante la centrifugación.

Disponible en empaques de 100 unidades.

### FICHA TÉCNICA

Supplies Med Chile SpA.

[www.med-chile.com](http://www.med-chile.com)

[andrea.illanes@med-chile.com](mailto:andrea.illanes@med-chile.com)

Los Jardines #964 Of 22, Huechuraba

Contacto: Andrea Illanes +56 9 5874 1639

**Categoría: Salud - Tubos de sangre.**



### Especificaciones:

- Método de Esterilización: Esterilización por Radiación
- Norma de Fabricación: ISO 13485:2016
- Certificación: CE, TÜV
- Origen: China
- Fabricante Zhejiang Gongdong Medical Technology Co., Ltd.
- Marca: Golden Vac
- Condiciones de Almacenamiento: Mantener en un lugar seco a temperatura ambiente.

CÓDIGO	COLOR TAPA	DIMENSIONES	CAPACIDAD	UNID / RACK
TUB-1477-MED	AMARILLO	13X75 MM	3,5ML	100



**SUPPLIES MED CHILE SPA**

Teléfono: +56 9 5874 1639 | Email: [andrea.illanes@med-chile.com](mailto:andrea.illanes@med-chile.com) | [www.med-chile.com](http://www.med-chile.com)

Dirección: Los Jardines 964 Of 22, Huechuraba.